

# Angebot

Gültig bis 06 / 2020

---

## **CSWin Lite 2016**

*COMPUTERUNTERSTÜTZTE ANALYSE DER BEWEGUNGSABLÄUFE BEIM SCHREIBEN*

**CSWinLite 2016** für Ergotherapeuten,  
ausführliches Bedienungshandbuch,  
lizenzierte Einzelplatzversion

**890,00 EUR**

### **Intuos PRO Large**

Größe: 487x318x12mm  
aktive Fläche 325x203mm,  
Auflösung 0.005mm, Genauigkeit 0.15mm, CPS 200 Hz,  
Verbindung: USB, Wireless Kit  
incl. Intuos4 GripPen

**420,00 EUR**

### **zugehöriger Intuos5 Inking Pen KP130**

Gewicht. 12g, 2048 Druckstufen, 30-400g Druckempf.

**85,00 EUR**

---

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19 % MwSt. innerhalb Deutschlands.

Für die Schreibanalysen wird zum Schreiben auf Papier der oben aufgeführte "Inking Pen" mit Tintenmine benötigt (der normale Intuos Pen hat nur eine Plastikmine).

CSWin läuft auf allen Windowsplattformen 2k/XP/Vista/W7/W10. In einem Netzwerk muss das Programm lokal installiert werden.

Mindest Rechneranforderungen:

PC Pentium 1 GHz mit 2GB MB Arbeitsspeicher, 17" Monitor,  
Windows XP; W7, W8, W10