

Angebot

Gültig bis 06 / 2018

CSWin Lite 2016

COMPUTERUNTERSTÜTZTE ANALYSE DER BEWEGUNGSABLÄUFE BEIM SCHREIBEN

CSWinLite 2016 für Ergotherapeuten,
ausführliches Bedienungshandbuch,
lizenzierte Einzelplatzversion

890,00 EUR

Intuos PRO Large

Größe: 487x318x12mm
aktive Fläche 325x203mm,
Auflösung 0.005mm, Genauigkeit 0.15mm, CPS 200 Hz,
Verbindung: USB, Wireless Kit
incl. Intuos4 GripPen

390,00 EUR

zugehöriger Intuos5 Inking Pen KP130

Gewicht. 12g, 2048 Druckstufen, 30-400g Druckempf.

85,00 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19 % MwSt. innerhalb Deutschlands.

Für die Schreibanalysen wird zum Schreiben auf Papier der oben aufgeführte "Inking Pen" mit Tintenmine benötigt (der normale Intuos Pen hat nur eine Plastikmine).

CSWin läuft auf allen Windowsplattformen 2k/XP/Vista/W7. In einem Netzwerk muss das Programm lokal installiert werden.

Mindest Rechneranforderungen:

PC Pentium 1 GHz mit 2GB MB Arbeitsspeicher, 17" Monitor,
Windows XP; W7, W8, W10