

Angebot

Gültig bis 12 / 2024

CSWin PRO 2020

COMPUTERUNTERSTÜTZTE ANALYSE DER BEWEGUNGSABLÄUFE BEIM SCHREIBEN

CSWin PRO Vollversion 2020

ausführliches Bedienungshandbuch, lizenzierte Einzelplatzversion,
incl. Buch "Schreibtraining in der neurol. Rehab." Prof. N.Mai, 77 S.

2.200,00EUR

10% Rabatt für klinische Einrichtungen

1.980,00 EUR

Intuos PRO Large Rev. 2

Größe: 487x318x12mm

aktive Fläche 325x203mm,

Auflösung 0.005mm, Genauigkeit 0.15mm, CPS 200 Hz,

Verbindung: USB, Wireless Kit, Intuos4 GripPen

420,00 EUR

zugehöriger Intuos Inking Pen KP130

Gewicht. 12g, 2048 Druckstufen, 30-400g Druckempf.

130,00 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19 % MwSt. innerhalb Deutschlands.

Für die Schreibanalysen wird zum Schreiben auf Papier der WACOM Inking Pen KP130 mit Tintenmine benötigt (der normale Intuos GripPen hat nur eine Plastikmine).

CSWin läuft auf allen Windowsplattformen Windows7/8/10/11. In einem Netzwerk muss das Programm lokal installiert werden.

Mindest Rechneranforderungen:

PC Pentium 1 GHz mit 2GB MB Arbeitsspeicher, 17" Monitor,
Windows W7, W8, W10, W11