

Angebot

Gültig bis 06 / 2018

CSWin PRO 2016

COMPUTERUNTERSTÜTZTE ANALYSE DER BEWEGUNGSABLÄUFE BEIM SCHREIBEN

CSWin PRO Vollversion 2016

ausführliches Bedienungshandbuch

lizenzierte Einzelplatzversion,

incl. Buch "Schreibtraining in der neurol. Rehab." Prof. N.Mai, 77 S.

2.200,00EUR

10% Rabatt für klinische Einrichtungen

1.980,00 EUR

Intuos PRO Large

Größe: 487x318x12mm

aktive Fläche 325x203mm,

Auflösung 0.005mm, Genauigkeit 0.15mm, CPS 200 Hz,

Verbindung: USB, Wireless Kit

incl. Intuos4 GripPen

390,00 EUR

zugehöriger Intuos5 Inking Pen KP130

Gewicht. 12g, 2048 Druckstufen, 30-400g Druckempf.

85,00 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19 % Mwst. innerhalb Deutschlands.

Für die Schreibanalysen wird zum Schreiben auf Papier der oben aufgeführte "Inking Pen" mit Tintenmine benötigt (der normale Intuos Pen hat nur eine Plastikmine).

CSWin läuft auf allen Windowsplattformen 2k/XP/Vista/W7. In einem Netzwerk muss das Programm lokal installiert werden.

Mindest Rechneranforderungen:

PC Pentium 1 GHz mit 2GB MB Arbeitsspeicher, 17" Monitor,

Windows XP; W7, W8, W10