

# Angebot

Gültig bis 06 / 2020

---

## CSWin PRO 2016

*COMPUTERUNTERSTÜTZTE ANALYSE DER BEWEGUNGSABLÄUFE BEIM SCHREIBEN*

### CSWin PRO Vollversion 2016

ausführliches Bedienungshandbuch

lizenzierte Einzelplatzversion,

incl. Buch "Schreibtraining in der neurol. Rehab." Prof. N.Mai, 77 S.

**2.200,00EUR**

10% Rabatt für klinische Einrichtungen

**1.980,00 EUR**

### Intuos PRO Large

Größe: 487x318x12mm

aktive Fläche 325x203mm,

Auflösung 0.005mm, Genauigkeit 0.15mm, CPS 200 Hz,

Verbindung: USB, Wireless Kit

incl. Intuos4 GripPen

**420,00 EUR**

### zugehöriger Intuos5 Inking Pen KP130

Gewicht. 12g, 2048 Druckstufen, 30-400g Druckempf.

**85,00 EUR**

---

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19 % Mwst. innerhalb Deutschlands.

Für die Schreibanalysen wird zum Schreiben auf Papier der oben aufgeführte "Inking Pen" mit Tintenmine benötigt (der normale Intuos Pen hat nur eine Plastikmine).

CSWin läuft auf allen Windowsplattformen W7/W8/W10. In einem Netzwerk muss das Programm lokal installiert werden.

Mindest Rechneranforderungen:

PC Pentium 1 GHz mit 2GB MB Arbeitsspeicher, 17" Monitor